

Link do produktu: <https://gabinetspa.pl/laser-do-zamykania-naczyn-mesolaser-vessel-dt-ndyag-long-puls-p-104.html>



Laser do zamykania naczyń Mesolaser Vessel DT NdYag long puls

Cena

56 900,00 zł

Opis produktu


Kompaktowy system Mesolaser Vessel DT został opracowany do szerokiej gamy zabiegów naczyniowych i estetycznych. Jego laser long-pulse Nd:YAG 1064nm o dużej mocy i regulowanej plamce w zakresie 1-4 mm jest uważany za najlepszy do zamykania różnorodnych naczynek na twarzy i ciele. Pozwoli on znacząco rozszerzyć zakres zabiegów oferowanych w Państwa gabinetach.

Laser neodymowo-yagowy o długości fali 1064nm jest to najgłębiej penetrujący promień lasera dostępny na rynku, dzięki temu może niszczyć naczynia głęboko schowane pod skórą oraz trudne do osiągnięcia mieszki włosowe. Głęboka penetracja lasera Nd:YAG Long Pulse efektywnie koaguluje głębokie struktury naczyniowe, zapewnia głęboką regenerację kolagenu w wyniku zabiegów frakcjonujących. Niska absorpcja fali Nd:YAG przez skórę pozwala prowadzić zabiegi przy różnych fototypach skóry i zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Dodatkowo mniej ciepła pojawia się na zewnętrznej warstwie skóry, co redukuje potrzebę agresywnego chłodzenia. Sterowanie funkcjami urządzenia odbywa się za pomocą dotykowego ekranu LCD.

Urządzenie posiada certyfikat medyczny CE zgodny z dyrektywą 93/42/EEC wykonany przez laboratorium notyfikowane, co gwarantuje najwyższy poziom testów bezpieczeństwa aparatu jak również jakości jego konstrukcji i działania.

Podczas procesu zamykania naczynek za pomocą specjalistycznego lasera Nd:Yag Long Pulse światło lasera dociera w głąb naczyń, gdzie jest absorbowane przez hemoglobinę oraz oxyhemoglobinę zawartą w czerwonych krwinkach i zamieniane na energię cieplną. W celu usunięcia zmian naczyniowych na twarzy konieczne jest wykonanie od 1-4 zabiegów co 2-4 tyg. Drobne pajączki, naczyniaki itp. jak na przykład na płatkach nosa likwidowane są najczęściej podczas jednej wizyty.

Podczas procesu zamykania naczynek za pomocą specjalistycznego lasera Nd:Yag Long Pulse światło lasera dociera w głąb naczyń, gdzie jest absorbowane przez hemoglobinę zawartą w czerwonych krwinkach i zamieniane na energię cieplną. Pod wpływem ciepła z tkanki odparowuje woda a ścianki naczynka stapiają się i są wchłaniane przez organizm. W celu usunięcia zmian naczyniowych na twarzy konieczne jest wykonanie od 1-4 zabiegów co 2-4 tyg. Drobne pajączki, naczyniaki itp. likwidowane są najczęściej podczas jednej wizyty.



Wyjątkowa skuteczność i precyzja wykonywanych zabiegów osiągana jest między innymi dzięki możliwości ustawienia bardzo małej plamki zabiegowej. Promień lasera skutecznie przenika do interesujących nas obszarów nie naruszając powierzchni skóry. Dzięki specjalnemu pilotującemu "celownikowi" laserowemu z regulacją intensywności plamki który pomaga nam w dokładnym wycelowaniu wiązki zabiegowej śledzenie naczynia jest proste i doskonale widoczne.

Dane techniczne:

Zasilanie: 220-240V AC / 50Hz

Długość fali świetlnej: 1064nm