

Link do produktu: <https://gabinetspa.pl/lipomax-hi-ems-mocniejsze-emt-ems-p-90.html>



Lipomax Hi-EMS - mocniejsze EMT + EMS

Cena

46 900,00 zł

Opis produktu

Lipomax Hi-EMS - mocniejsze EMT + EMS

Jedyny w swoim rodzaju 5 głowicowy nieinwazyjny system do rzeźbienia mięśni i redukcji tkanki tłuszczowej oraz treningu mięśni Kegla.

O 20% większa moc oraz elektrostymulacja EMS w jednym urządzeniu.

Lipomax Hi-EMS jednocześnie spala tłuszcz i ćwiczy mięśnie.

W zestawie specjalizowana głowica do treningu mięśni Kegla i leczenia nietrzymania moczu.

Takich możliwości w jednym urządzeniu jeszcze nie było.

Lipomax Hi-EMS to pierwsza na rynku maszyna, która w nieinwazyjny sposób wykonuje lifting pośladków, zwiększa ich jędrność i muskulaturę, a także wyszczupla talię i rzeźbi brzuch. Wykonasz nią także stymulacje i wzmocnienie bicepsu i tricepsu.

Stymulacja mięśni odbywa się bezprzewodowo, rozwiązanie idealne dla fanów szczupłej ale wysportowanej sylwetki.

Lipomax Hi-EMS to przełomowe urządzenie modelujące sylwetkę. Jest niesamowite ponieważ naprawdę rzeźbi ciało.

Jako jedyna technologia na świecie jednocześnie buduje mięśnie i spala tłuszcz, robiąc to w sposób całkowicie nieinwazyjny i bezbolesny.

Żadna inna technologia modelowania sylwetki nie jest w stanie jednocześnie rozbudowywać mięśni.

To prawdziwa innowacja i pierwsza taka technologia na rynku.

Urządzenie posiada 4 głowice które mogą działać razem lub w 2 niezależnych kanałach. Dzięki temu rozwiązaniu możemy jednocześnie stymulować większą ilość obszarów.

Najnowsze osiągnięcia technologiczne umożliwiły skonstruowanie urządzenia chłodzonego tylko powietrzem. Nie ma potrzeby wymiany wody, a każdy wie ile w gabinetach bywa z tym kłopotu. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie Lipomax Hi-EMS jest bezobsługowe i nie wymaga praktycznie żadnej konserwacji i czynności serwisowych.

Kolejnym atutem urządzenia jest specjalna bezstykowa elektroda do leczenia nietrzymania moczu oraz innych dolegliwości wynikających

z osłabienia mięśni dna miednicy. Stosowanie aparatu pozwala przywrócić zdolność kontroli pęcherza moczowego, a także poprawić komfort życia pacjenta m.in. poprzez poprawę odczuć podczas współżycia.

Skuteczność metody opiera się na bezdotykowej głębokiej penetracji i stymulacji całego obszaru dna miednicy skoncentrowaną energią elektromagnetyczną.

Wysoka intensywność pozwala na dotarcie energii impulsów EMT do mięśni w całym obszarze miednicy.

Zabieg jest prosty i bezbolesny dla pacjentki. Wystarczy usiąść na specjalnie skonstruowanej do tego zabiegu okrągłej elektrodzie

połączonej z aparatem jest z aparatem. Zabieg wykonuje się bez rozbierania, bez zbędnego skrępowania.

Efekty

- Nieinwazyjnie unosi, ujędrnia i liftinguje pośladki bez iniekcji
- Wzmacnia mięśnie pośladków, talii, brzucha oraz mięśni ramion
- Wzmacnia mięśni brzucha po porodzie
- Wyszczupla talię
- Ujędrnia i napina brzuch
- Redukuje tkankę tłuszczową brzucha, pośladków, talii
- Zwiększa masę mięśniową w rejonie brzucha oraz redukuje tłuszcz podskórny
- Poprawia wygląd brzucha po liposukcji - wygładza i napina
- Wzmacnia mięśnie brzucha, talii i pośladków, ułatwiając samodzielne treningi mięśni

Wskazania w przypadkach nietrzymania moczu:

- Nietrzymanie moczu wysiłkowe, nagłe i mieszane
- Trening mięśni dna miednicy
- Doskonałe dla Kobiety po porodzie i po okresie menopauzy

Zalety w przypadkach zabiegów redukujących nietrzymanie moczu:

-
- Bezinwazyjny zabieg
 - Bez krępującego rozbierania
 - Krótki czas zabiegu

Dane techniczne:

Zasilanie - 220-240V AC50-60Hz / 2500VA

Moc wyjściowa - 0-9 Tesli

Ekran LCD - 10.2 cali LCD z ekranem dotykowym

Języki obsługi - English, Spanish, Japanese, Italian, French, German,

Długość impulsów - 360 μ s

Chłodzenie - powietrzem

Średnica cewek elektromagnetycznych - 129 mm

Tryby pracy - Auto, Manual

Czas pojedynczego zabiegu - 1-30 minut

Regulacja intensywności zabiegu - 1%-100%

Częstotliwości - F1 (1-80Hz), F2 (1-120Hz), F3 (1-50Hz)